



Bexen cardio
Ready for Life

SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL APARATO

APARAILUAREN AGINDUAK JARRAITU



1 →

Encienda el equipo (ON/OFF)

Piztu ekipoa (ON/OFF)



2 →

Abra el paquete de electrodos y conéctelos al paciente y al desfibrilador

Elektrodoen poltsa ireki eta konektatu pazientea desfibrilagailuari




3

En todo momento siga las instrucciones del desfibrilador

Desfibrilagailuaren aginduak jarraitu

ANTE UNA PÉRDIDA DE CONSCIENCIA

KONORTE GALTZE BATEN AURREAN



I-AVZ-F00-09100101 www.aivia.eu